

FICHE PRODUIT

Bac de trempage (INSTRUBAC) 20 Litres avec Couvercle + panier autoclavable

Référence : SOC-00021326

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bac de trempage autoclavable (INSTRUBAC) 20 Litres avec Couvercle + panier

Le bac de trempage **(INSTRUBAC) 20 litres**, permet de traiter toutes sortes d'instruments dans tous types de solutions de désinfection.

Bac de trempage pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée.

Caractéristiques principales :

- Vendu avec panier et couvercle;
- autoclavable;
- Couvercle et panier en polypropylène;
- Volume utile: 10L;
- Dimensions: (L)48.5 x (L)27 x (H)17 cm ;
- Conditionnement minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/12138-bac-de-trempage-instrubac-20-litres-couvercle-panier.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com