

FICHE PRODUIT



Projecteur de test, Modèle CP-400

Référence : SOC-CP400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Projecteur de test, Modèle CP-400

Le **Projecteur de test automatique, modèle CP-400** commercialisé par **SOCIMED** offre 50 types de cartes graphiques et divers types de masques.

Caractéristiques principales :

- 1) 50 cartes et divers types de masques.
- 2) Landolt, Letter, Child, Snellen, 50 types de graphiques, une ligne horizontale, une ligne verticale, un graphique, divers masques peuvent être sélectionnés à l'aide du boîtier de commande à distance.
- 3) Rotation de disque graphique rapide et silencieuse. Il se déplace vers le graphique suivant en un maximum de 0,3 seconde.
- 4) Mode de programme utilisateur: 2 types de programmes peuvent être sélectionnés. 48 types (maximum) de graphes et de masques sont mémorisables.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1. Distance de projection: 2.0 ~ 7.0m
2. Grossissement de la projection: 30 (lorsque la distance de projection est de 5 m)
3. Taille de projection: 335mm x 222mm (lorsque la distance de projection est de 5m)
4. Angle d'inclinaison: 10° chacun (De l'horizon vers le haut ou le bas)
5. Eclairage: 12V 35W (halogène)
6. Dimensions: 248 (L) x 336 (L) x 234 (H)
7. Poids: 4kg
8. Alimentation: 100-240V
9. 120VA 5 minutes après la mise hors tension automatique

Accessoires standards:

Panneau de commande à distance, piles alcalines SUM4 2, écran, dessins de test de l'acuité visuelle, cache anti-poussière, ampoule de rechange, fusible de rechange

En option:

Ensembles de table, supports de fixation murale, support de projecteur, polarisation.

Tête de filtre couleur, lentille rouge et verte, polariseur.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteur-de-tests-afficheur-d-optotypes/12140-projecteur-de-test-modele-cp-400.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com