

FICHE PRODUIT



Crochet de pesée en ABS

Référence : SOC-CR-300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Crochet de pesée fondu en aluminium.
- Longueur du crochet: 280 mm.
- Clavier tactile mécanique résistant à l'eau.
- Ancre très résistante.
- Piles inclus.
- Capacité : 300 Kg
- Résolution : 100 g
- Unité de pesée : grammes, livres, newton
- Ecran LCD
- Ouverture du crochet : 22 mm
- Dimensions : 280 x 85 x 45 mm
- Poids : 0.5 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12143-crochet-de-pesee-en-abs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com