

FICHE PRODUIT



Sac à linge bleu/vert

Référence : SOC-CDS-SAC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sac à linge

Capacité: 90 litres,

cordon + fixlock,

100 % polyester,

couleurs bleu et vert

Conditionnement de vente: Unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12144-sac-a-linge-bleu-vert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com