

FICHE PRODUIT



Bac à linge (Chariot linge)

Référence : SOC-MOP555

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Construction en tubes de polypropylène vert et blanc,
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes,
- Capacité : 555 Litres,
- Dimensions : 1340 x 750 x 860 mm,
- Poids : 27 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12145-bac-a-linge-chariot-linge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com