

FICHE PRODUIT



Chariot ROLL de transport

Référence : SOC-CDS-ROLL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Construit en tube d'acier électro zingué,
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 100 mm,
- Dimensions : 720 x 820 x 1805 mm,
- Charge max : 450 Kg
- Poids : 33 Kg

Option :

- Etagère simple
- Etagère rabattable
- Barre penderie
- Housse extérieure
- Housse intérieure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12147-chariot-roll-de-transport.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com