

FICHE PRODUIT

Emballeuse de comptoir E53/1

Référence : SOC-DAN-E53/1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Emballeuse de comptoir E53/1, machine à étiqueter.
- Emballeuse de comptoir avec goulotte G600,
- Longueur de soudure 520 mm, encombrement 570 x 770 x 550 mm, poids = 22Kg
- Dimensions goulotte 420 x 220 mm,
- Livrée avec bobine film 15 kg
- Alimentation: 230 V / 50 Hz mono + terre

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12148-emballeuse-de-comptoir-e53-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com