

FICHE PRODUIT

Générateur de vapeur (Fer à repasser) + support

Référence : SOC-GV-2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Générateur de vapeur électrique GV-2, chaudière en aluminium moulé capacité 1.8 lts avec fer vaporisant.
- Alimentation d'eau manuelle.
- Contrôle automatique de la pression par thermostat fixe.
- Chariot 5 pieds sur roues.

Options :

- Table de repassage pliante TFP avec plateau aspirant et chauffant.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12149-generateur-de-vapeur-fer-a-repasser-support.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com