

FICHE PRODUIT

Table de tri et de pliage - Inox

Référence : SOC-TAB1N2000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Construction entièrement inox. 1 ou 2 plateaux.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-materiels-de-buanderie/12150-table-de-tri-et-de-pliage-inox.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com