


FICHE PRODUIT



Test d'étanchéité INK-PLUS

Référence : SOC-35INKPLUS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le InkTest Plus, colorant de couleur rouge permettant le contrôle d'étanchéité des soudures sur des Systèmes de Barrière Stérile préformés en polyoléfine, type ULTRA® ou encore Tyvek®.

Caractéristiques :

- Simple et facile à utiliser (en complément du SealCheck)
- Résultat au bout de 5 secondes
- Utilisation conforme selon les exigences de NF ISO 11607-2
- Pipettes nettoyables et réutilisables
- Boîte comprenant 75mL de colorant, 20 pipettes et 1 verre doseur
- Environ 30 utilisations/boîte (sur la base de sachets largeur 20cm.)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/emballages-et-indicateurs-de-sterilisation/12153-test-d-etancheite-ink-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com