

FICHE PRODUIT



Compresseur dentaire modèle ST-1EW

Référence : SOC-CSTD540

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Compresseur à air modèle ST-1EW

- Tension d'alimentation: 220 AC, 50 Hz
- Courant électrique: 2,4 A
- Puissance: 545 W
- Débit d'air: 70 l / min
- Pression de démarrage: 0,5 MPa
- Capacité de décharge: 0,8 Mpa
- Volume du réservoir d'air 32 L
- Bruit: 55 - 62 dB
- Poids brut: 28 kg
- Taille de l'emballage: 46 x 46 x 69 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresseurs-pour-soin-dentaires/12154-compresseur-a-air-pour-fauteuil-dentaire-st-d540.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com