

FICHE PRODUIT



Baquet roulant

Référence : SOC-SKH034-5

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **baquet roulant en inox SOCIMED** est spécialement conçu pour les environnements médicaux et hospitaliers où l'hygiène, la résistance et la maniabilité sont essentielles. Sa structure entièrement fabriquée en **acier inoxydable** lui confère une durabilité exceptionnelle ainsi qu'une parfaite compatibilité avec les protocoles de nettoyage et de désinfection en milieu stérile.

Monté sur **roulettes pivotantes**, ce baquet offre un déplacement fluide et silencieux, même lorsqu'il est chargé. Il est idéal pour le **transport du linge hospitalier**, des instruments, des consommables ou des déchets médicalisés selon l'organisation de votre service.

Grâce à son design ergonomique et ses finitions soignées, le baquet roulant en inox assure une **manipulation sécurisée**, limite les risques de contamination et garantit une excellente longévité même en utilisation intensive.

Caractéristiques principales :

- Construction en **inox médical** : résistant, anticorrosion et hygiénique
- Roulettes pivotantes permettant une mobilité optimale
- Structure robuste adaptée aux charges lourdes
- Nettoyage facile et désinfection complète

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Idéal pour hôpitaux, cliniques, EHPAD, laboratoires et services de stérilisation
- Convient au transport du linge, d'instruments ou de consommables médicaux

Le baquet roulant inox SOCIMED est un **indispensable pour optimiser la logistique hospitalière**, assurer une hygiène irréprochable et faciliter le travail du personnel soignant.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12155-baquet-roulant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com