

FICHE PRODUIT

Nébuliseur Ultrasonique Hospitalier OMRON U780

Référence : SOC-DOU780

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Nébuliseur Ultrasonique Hospitalier OMRON U780

- Nébuliseur fixe ultrasonique pour centre hospitalier.
- Alimentation 240 V, 50/60 Hz.
- Consommation environ 85 VA.
- Vibrations ultra-soniques 1,63 MHz.
- Taux de nébulisation Ca. 0,5-3 ml / min ajustable.
- Dimensions de particules : 4,61 µ.
- Volume d'air maximum 17 l / min.
- Volume d'eau refroidissement 450 ml.
- Capacité du gobelet 150 ml (min. 10 ml).
- Réservoir démontable
- Poids : 2,5 kg.
- Dimensions : 295 x 219 x 196 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le Nébuliseur UltraSonique Omron U780 est constitué de:

- 1 tube en plastique cannelé
- 1 embout buccal
- 1 cupules en plastiques pour les médications de 150 mL

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/12157-nebuliseur-ultrasonique-hospitalier-omron-u780.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com