

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments en acier inoxydable à 2 couches

Référence : SOC-SKH006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Structure complète en acier inoxydable
- Deux étagères S.S.
- Poignée de poussée des deux côtés.
- Roulettes couvertes de 3 "- Deux avec freins.
- Rampes sur trois côtés à chaque couche
- Fabriqué en tube rond (Φ25 * 1.2mm 13 * 1mm)
- Taille globale: L67 x L45 x H90cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12158-chariot-a-instruments-en-acier-inoxydable-a-2-couches.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com