

FICHE PRODUIT

Tabouret à hauteur réglable avec dossier

Référence : SOC-SKE013

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tabouret à hauteur réglable avec dossier

Tabouret médical permettant une position assise confortable.

Tabouret permettant une rotation à 360° et une hauteur réglable du siège.

Spécifications techniques du Tabouret à hauteur réglable avec dossier:

- Dimensions: diamètre 450mm, hauteur 510-650mm (réglable à partir d'un vérin à gaz sous le siège)
- Structure chromée avec assise en mousse PU sur un piétement à 5 branches monté sur roues.
- Dossier
- Siège rembourré et recouvert d'une housse en cuirette

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/12159-tabouret-a-hauteur-reglable-avec-dossier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com