

FICHE PRODUIT



Lit parc avec matelas (épaisseur 10cm)

Référence : SOC-X05-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques:

- Lit pédiatrique en acier inoxydable 304 de haute qualité
- Surface de lit de poinçonnage en acier enduit de poudre
- Longue rampe de sécurité, type coulissant
- **Dimensions:** 1600 * 700 * 550 mm
- Matelas en mousse (10cm d'épaisseur) avec housse étanche
- 4 roues couvertes avec frein

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/berceaux/12160-lit-parc-avec-matelas-epaisseur-10cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com