

FICHE PRODUIT



Sondes Prostatiques de Foley - 3 voies

Référence : SOC-173800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques des Sondes Prostatiques de Foley - 3 voies :

- Sonde prostatique pour le drainage post-opératoire, à 3 voies.
- Sonde à ballonnet en 100% silicone, transparente.
- Valve pour seringues à embout Luer et Luer-Lock
- Extrémité distale et linge sur la longueur de la sonde ORX
- Extrémité cylindrique avec ballonnet de 40-50 ml (CH16), 50-60 ml (CH18), 60-70 ml (CH20), 70-80 ml (CH22), 80-90 ml (CH24)
- Longueur : 42 cm environ

Conditionnement / Emballages : Emballage unitaire sous sachet pelable.

UDC (unité de commande) : 1 sonde

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-et-drainages/12162-sondes-prostatiques-de-foley-3-voies-rusch.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 18	SOC-173800180	
sonde_diametre - CH 20	SOC-173800200	
sonde_diametre - CH 22	SOC-173800220	
sonde_diametre - CH 24	SOC-173800240	
sonde_diametre - CH 16	SOC-173800160	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com