

FICHE PRODUIT



Miniset Cathéter pour voie veineuse centrale 7Fr en polyuréthane. Lot de 5

Référence : SOC-CV16702

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cathéter veineux central double lumières

Accessoires :

- 1 Guide gradué avec extrémité J et droite avec système pousse guide Arrow Advancer.
- 1 Aiguille de ponction 18Ga x 6,35cm à paroi extra-fine
- 1 Seringue 5cc Luer-Slip.
- 1 ailette de préfixation amovible permettant d'ajuster la longueur utile du cathéter
- 1 Dispositif de fixation du cathéter (aillette bleue qui s'adapte sur l'aillette de préfixation et évite toute migration de cathéter en l'immobilisant sans l'écraser).
- 1 Dilatateur de tissus.
- 1 Clamp amovible sur chaque extension
- Bouchons d'injection.

Conditionnement / Emballages : Emballage individuel sous blister.

UCD (unité de commande) : Lot de 5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/12167-miniset-catheter-pour-voie-veineuse-centrale-7fr-en-polyurethane.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com