

FICHE PRODUIT



Chariot de soins 3 plateaux, avec poubelle (10L)

Référence : SOC-SKH006-101

Points forts

- délais : 6 semaines

Description du produit

Spécifications techniques:

- Entièrement construit en acier inoxydable,
- Fabriqué en tube rond (Ø25 * 1.2mm 13 * 1mm)
- Trois étagères, avec deux tiroirs (H100 * W280 * D350mm) muni de poignée,
- Poignée de poussée des deux côtés,
- 4 roues couvertes dont 2 avec frein,
- Rampes - petit type de colonne sur trois côtés aux 2 premiers niveaux,
- Seau poubelle de 10L,
- Dimensions totales: L 67 x l 45 x H 100cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12168-chariot-de-soins-3-plateaux-avec-poubelle-10l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	6 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com