

FICHE PRODUIT

Porte sérum 2 crochets

Référence : SOC-SAIK-PS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du porte sérum 2 crochets ou potence:

- Forme télescopique en acier inoxydable avec 2 crochets
- Monté sur 5 branches en caoutchouc avec roulettes
- Hauteur réglable de 100-210 cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/12172-porte-serum-2-crochets.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com