

FICHE PRODUIT



Chariot (transport et présentation inclinable), Modèle CHAR191

Référence : SOC-CHAR191

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le chariot inclinable à l'avantage de réaliser 3 fonctions :

- Transport
- Présentation
- Soins du corps Une fois équipé de la civière avec bonde, il se place au dessus de l'unité de lavage-drainage pour les soins au défunt.
- Le chariot est entièrement en inox de qualité 304L avec structure tubulaire.

Dimensions: L 1560 x P 600 x H 680(780)cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/122-chariot-transport-et-presentation-inclinable-modele-char191.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com