

FICHE PRODUIT



Poche à lavement ENEMA pour lavement baryté

Référence : SOC-E322

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques des POCHES A LAVEMENT ENEMA pour lavement Baryté:

- Poches souples de 2.5 L
- Tubulure de 180 cm avec canule rigide
- Bouchon étanche
- Trous prédécoupés pour accrochage sur support sérum

A Usage Unique

Conditionnement minimum de vente: Boite de 12

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-lavement-baryte/12218-poche-a-lavement-enema-pour-lavement-baryte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com