

FICHE PRODUIT



Seringue multipack pour lavement baryté

Référence : SOC-E800099

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques de la Seringue multipack pour lavement Baryté:

- Composé d'une seringue 200 mL, un tube enroulé et une paille
- Compatible avec l'injecteur CT 9000

Conditionnement minimum de vente: Boite de 50

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-lavement-baryte/12221-seringue-multipack-pour-lavement-baryte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com