

FICHE PRODUIT



Cathéters d'hystérosalpingographie 5,5 Fr x 40 cm

Référence : SOC-725CHB540

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Caractéristiques techniques des Cathéters d'hystérosalpingographie:

- Conviennent pour hystérosalpingographie et hystérosonographie
- Souples et atraumatiques
- Assurent une répartition uniforme du liquide de contraste

Dimension: 5,5 F x 40 cm

Conditionnement minimum de vente: Boite 10

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/canules-et-seringues-pour-hysterographie/12226-catheters-d-hysterosalpingographie-5-french-x-30-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com