

FICHE PRODUIT



Fauteuil roulant amagnétique EASY ROLLER II 100% thermoplastique

Référence : SOC-H905FAU105

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du Fauteuil roulant amagnétique EASY Roller 2:

Matériaux utilisés :

- . Chaise en polyéthylène rotomoulé
- . Bandage roues en polyuréthane
- . Freins en nylon
- . Roulements en POM (polyoxyméthylène)
- . Assise en EVA (Copolymère éthylène - vinylacétate)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- . Largeur hors tout : 67cm
- . Profondeur hors tout : 82,5cm
- . Hauteur hors tout : 105cm
- . Assise souple : LxP 50x42cm
- . Hauteur du dossier : 52cm de haut
- . Poids de la chaise : 17Kg
- . Charge maximale acceptée : 150 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12255-fauteuil-roulant-amagnetique-easy-roller-ii-100-thermoplastique.html>






Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com