

FICHE PRODUIT

Fauteuil de transfert amagnétique roulant surcharge pondérale 220kg

Référence : SOC-H905CTA200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de transfert amagnétique roulant surcharge pondérale 220kg

Le fauteuil de transfert amagnétique roulant surcharge pondérale 220kg est compatible IRM jusqu'à 3T et permet le transfert du patient dans les services IRM.

DONNEES TECHNIQUES DU FAUTEUIL DE TRANSFERT AMAGNETIQUE:

Châssis renforcé en aluminium laqué blanc

Assise et dossier avec sellerie traitée anti-feu M1 coloris bleu

Accoudoirs relevables

Repose-pieds escamotable qui se glisse sous la chaise en position parking.

Déverrouillage au pied du repose pieds

Tige porte sérum deux crochets incluse

Range dossiers inclus

Roues avants directionnelles pour une meilleure maniabilité

Roues arrières avec freins diamètre 125 mm

DIMENSIONS DU FAUTEUIL DE TRANSFERT AMAGNETIQUE :

Hauteur totale : 1220 mm

Largeur totale : 870 mm

Profondeur : 450 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Largeur assise : 600 mm
Poids maximum autorisé : 220 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-et-chaise-de-transfert/12263-fauteuil-de-transfert-amagnetique-roulant-surcharge-ponderale-220kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com