

**FICHE PRODUIT**

## Chaise de transfert amagnétique pour obèse

Référence : SOC-H905CTA100

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Chaise de transfert amagnétique pour obèse

**La chaise en aluminium pour transfert** permet de recevoir des patients jusqu'à 220kg lors de **l'IRM** jusqu'à 7 Tesla. Elle est constituée **d'un marchepied rétractable équipé d'une surface antidérapante** et des supports bras réglables en hauteur et d'un **revêtement anti-feu**.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA CHAISE EN ALUMINIUM POUR TRANSFERT DES PATIENT :

- . Entièrement testé et compatible jusqu'à 7 Teslas
- . Charge maximale acceptée : 220 Kg
- . Hauteur 1063mm
- . Largeur 646mm
- . Profondeur 931mm

#### Fonctionnalités incluse:

- . roues non-marquantes, frein à pied à l'arrière
- . accoudoirs ajustables en hauteur permettant un transfert du patient plus facile

#### Dimensions siège

- . Dossier 510mm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

. Assise 390mm

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-et-chaise-de-transfert/12264-chaise-de-transfert-amagnetique-pour-obese-charge-max-220-kg-materiel-compatible-7-tesla.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)