

FICHE PRODUIT

Chaise de transfert amagnétique bariatrique pliable

Référence : SOC-H905CTA105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chaise de transfert amagnétique bariatrique pliable

La chaise de transfert amagnétique pliable pour surcharge pondérale est idéale pour milieu **IRM**, facilement accessible et maniable. Conçue afin d'être pliable pour faciliter son stockage, La chaise de transfert amagnétique pliable convient à tout type de personne et est adapté aux patients obèses (jusqu'à 300kg).

Caractéristiques techniques de La chaise de transfert amagnétique pliable :

- Compatible jusqu'à **7 TESLA**
- **Chaise pliable**
- Chaise amagnétique **30% plus large** que la chaise standard
- **Poids** maximum du patient : **300 kg**
- Equipé de repose **pieds rétractables**
- **Accoudoirs rétractables** sous le niveau de l'assise : pour un transfert du patient simple et sécurisé
- **Dimensions totales du fauteuil** : Hauteur : 925mm / Largeur : 742mm / Profondeur : 1055mm / largeur (plié) : 75mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Dimensions du siège** : Hauteur : 550mm / Largeur : 630mm / Profondeur : 550mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-et-chaise-de-transfert/12265-chaise-de-transfert-amagnetique-pliable-charge-max-300-kg-compatible-7t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com