

FICHE PRODUIT



TABOURET AMAGNETIQUE HAUTEUR VARIABLE COMPATIBLE 7T

Référence : SOC-H905TAB100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tabouret amagnétique mobile sur roulette

Le tabouret amagnétique mobile sur roulettes à hauteur variable par vis est indispensable en **salles IRM jusqu'à 7 Tesla**. Son dossier et les accoudoirs montés en série permettent à l'intervenant un haut niveau de confort et de précision lors des interventions en **salle IRM**.

DONNEES TECHNIQUE DU TABOURET AMAGNETIQUE MOBILE SUR ROULETTE:

- Structure en Aluminium
- Dossier fixe
- Accoudoirs fixes
- Piétement cinq branches en nylon renforcé noir
- Cinq roulettes jumelées à galets sans freins Diam. 52mm
- Hauteur mini : 460 mm
- Hauteur maxi : 600 mm
- Assise diamètre 325 mm
- Epaisseur 70 mm
- Sellerie coloris Noir sans couture
- Sellerie classée M1
- Sellerie traitée antibactérien

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 10,0 Kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-amagnetiques/12266-tabouret-amagnetique-hauteur-variable-compatible-7t.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com