

**FICHE PRODUIT**

## Tabouret amagnétique hauteur fixe compatible 3T

Référence : SOC-H905TAB105

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Tabouret amagnétique hauteur fixe compatible 3T

**Tabouret amagnétique mobile sur roulettes à hauteur fixe** idéal pour les **salles d'IRM jusqu'à 3 Tesla**.

**DONNEES TECHNIQUE:**

- Piétement cinq branches en nylon renforcé noir
- Cinq roulettes jumelées à galets sans freins
- Hauteur de l'assise 550mm
- Assise diamètre 350 mm
- Epaisseur 70 mm
- Sellerie coloris bleu
- Sellerie classée M1
- Sellerie traitée antibactérien
- Poids : 4,8 Kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-amagnetiques/12267-tabouret-amagnetique-hauteur-fixe-compatible-3t.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)