

FICHE PRODUIT



Guéridon amagnétique 2 plateaux

Référence : SOC-H905GUE200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

GUERIDON AMAGNETIQUE 2 PLATEAUX

Le **guéridon amagnétique 2 plateaux** est compatible avec les **environnements IRM de 0,5 à 3T**. Ses Plateaux sont en résine stratifiée TRESPA blanche et le châssis entièrement en aluminium parfaitement amagnétique.

Données Techniques du guéridon amagnétique 2 plateaux:

- .Structure aluminium soudée
- .2 Plateaux au format : 720x500mm
- .Plateaux emboutis à froid
- .Charge maximale par plateau = 20kg
- .4 Roulettes Diamètre 125mm dont 2 à freins
- .Dimensions Hors Tout = 760x500x1020mm
- .Poids = 11Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12269-gueridon-amagnetique-2-plateaux.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com