

FICHE PRODUIT

Tubes de culture, 12 ml, tubes fond rond en polypropylène

Référence : SPT-TCU12PP25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tubes de culture, 12 ml,

- Tubes fond à jupe en polypropylène.
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies.
- Stérilisés par irradiation.
- Diamètre (Ø): 17 mm.
- Hauteur: 100 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 250 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-de-culture/1227-tubes-de-culture-12ml-tubes-fond-rond-en-polypropylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com