

FICHE PRODUIT

Guéridon amagnétique 2 plateaux 4 tiroirs

Référence : SOC-H905GUE305

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

GUERIDON AMAGNETIQUE 2 PLATEAUX 4 TIROIRS

Le guéridon amagnétique 2 plateaux 4 tiroirs est ergonomique et très léger ce qui le rend facilement maniable. Equipé de 4 tiroirs polyester, **le guéridon amagnétique 2 plateaux 4 tiroirs** est **compatible 3 Tesla**, Sa structure est **en tube aluminium laquée époxy**.

Spécificités techniques du guéridon amagnétique 2 plateaux 4 tiroirs :

- Longueur : 950 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur plateau haut : 790 mm
- Hauteur plateau bas : 200 mm
- 4 roues diamètre 100 mm
- chaque plateau peut supporter 30kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12271-gueridon-amagnetique-2-plateaux-4-tiroirs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com