

FICHE PRODUIT



Chariot d'urgence MRISAFETY amagnétique 4 tiroirs & options

Référence : SOC-H905GUE500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot d'urgence MRISAFETY amagnétique 4 tiroirs & options

Le chariot d'urgence MRISAFETY amagnétique 4 tiroirs et options est le chariot d'urgence le plus compact du marché. Pratique et fonctionnel, ce matériel est compatible à toutes IRM champs ouverts ou fermés jusqu'à 3T.

Il dispose :

- D'une structure rigide et de tiroirs en acier inoxydable.
- De 4 hauteurs tiroirs modulables :
 - 3 x Hauteur 155 mm
 - 1 x Hauteur 235 mm
- D'une planche de massage cardiaque
- De réglettes de couleur pour l'identification des tiroirs (coloris disponibles : vert, rouge, bleu et jaune)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- D'un verrouillage du chariot par cadenas à usage unique numéroté
- D'un support pompe d'aspiration
- D'une tablette latérale étirable
- D'un support défibrillateur pivotant et réglable
- D'une potence télescopique porte-sérum
- D'un porte obus pour bouteille d'oxygène type Présence
- D'un support bocal d'aspiration
- D'un porte-sondes
- D'un collecteur de déchets ouvert
- De quatre roues pivotantes antistatiques de diamètre 150 mm, dont deux avec freins

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle : MRISAFETY

Matière : Châssis, structure et tiroirs : acier inoxydable / Habillage : ABS

Dimensions : 770 x 630 x H 1240 mm

Roues : 4 roues pivotantes antistatiques de diamètre 150 mm, dont 2 avec freins

Tiroirs : 4 hauteurs de tiroirs modulables : 75-155-235 et 315 mm

Coloris : Structure et tiroirs : acier inoxydable / Habillage ABS : orange / Réglettes de couleur des tiroirs : rouge, jaune, bleu et vert

Ouverture : Verrouillage par cadenas à usage unique numéroté ou par condamnation centralisée des tiroirs (clef + cadenas à usage unique numéroté)

Matériel garanti 1an

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12272-chariot-d-urgence-mrisafety-amagnetique-4-tiroirs-options.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com