

FICHE PRODUIT



Marchepieds amagnétiques, 2 MARCHES, H : 40cm

Référence : SOC-H905MAR200

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du MARCHEPIEDS AMAGNETIQUES EN ALUMINIUM POUR SALLES IRM:

DONNEES TECHNIQUES :

- Large plateforme pour la sécurité du patient
- Châssis et marches en aluminium
- Marches avec textures antidérapantes
- Profondeur des marches : 240mm
- Compatible IRM jusqu'à 3T
- Charge maximale autorisée : 150 kg
- Pieds avec patins antidérapants

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marche-pieds-amagnetiques/12274-marchepieds-amagnetiques-2-marches-h-40cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com