

FICHE PRODUIT

Marchepieds amagnétiques, 3 MARCHES, H : 60cm

Référence : SOC-H905MAR300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du MARCHEPIEDS AMAGNETIQUES EN ALUMINIUM POUR SALLES IRM:**DONNEES TECHNIQUES :**

- Large plateforme pour la sécurité du patient
- Châssis et marches en aluminium
- Marches avec textures antidérapantes
- Profondeur des marches : 240mm
- Compatible IRM jusqu'à 3T
- Charge maximale autorisée : 150 kg
- Pieds avec patins antidérapants

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marche-pieds-amagnetiques/12275-marchepieds-amagnetiques-3-marches-h-60cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com