


FICHE PRODUIT

Porte sérum IRM amagnétique 4 crochets

Référence : SOC-H905PSM104

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Porte sérum IRM amagnétique 4 crochets

Porte sérum amagnétique en aluminium sur socle à roulettes ABS 5 branches. Matériel compatible avec tous les IRM jusqu'à 3 Tesla.

CARACTERISTIQUES DU PORTE SERUM AMAGNETIQUE 4 CROCHETS:

- Piètement ABS
- Support 4 crochets en plastique
- 5 roulettes en Nylon
- Hauteur 1100 à 2000 mm
- Garantie 2 ans

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/porte-serums-amagnetique/12279-porte-serum-irm-amagnetique-4-crochets.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com