

FICHE PRODUIT



Tablette mobile amagnétique porte instruments

Référence : SOC-H905DES100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tablette mobile amagnétique porte instruments

La **tablette mobile amagnétique porte instruments** repose sur un large piétement stable équipé de quatre roues jumelées diamètre 75mm pour une mobilité aisée. La **tablette mobile** réglable en hauteur de 900mm à 1350mm, **dispose d'un plateau en aluminium satiné**, amovible, au format 700x500mm sur le dessus.

Charge maximale sur la tablette: 11Kg

Dimensions hors tout:

L500mm x P700mm x H900/1350mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12281-tablette-mobile-amagnetique-porte-instruments.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com