

FICHE PRODUIT



Desserte amagnétique porte instruments trois étagères - compatible 7 Tesla

Référence : SOC-H905DES120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DESSERTÉ AMAGNETIQUE PORTE INSTRUMENTS TROIS ETAGERES - COMPATIBLE 7 TESLA

Desserte mobile amagnétique pour **environnement IRM compatible 7 Tesla** construite en aluminium, montée sur quatre roulettes freinées diamètre 76mm et équipée de trois étagères 450x450mm. La partie supérieure et les étagères sont en **aluminium épaisseur 2mm** avec revêtement de finition gris.

DIMENSIONS

Hauteur: 1000mm

Largeur: 450mm

Profondeur: 450mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12282-desserte-amagnetique-porte-instruments-trois-etageres-compatible-7-tesla.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com