

FICHE PRODUIT

Desserte amagnétique 1 tiroir, 2 étagères - compatible 7 TESLA

Référence : SOC-H905DES105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DESSERTÉ AMAGNETIQUE PORTE INSTRUMENTS UN TIROIR ET DEUX ETAGERES - COMPATIBLE 7 TESLA

Construite en aluminium, la **desserte amagnétique** est indiquée pour **les environnements IRM compatible 7 Tesla**. Cette **desserte amagnétique** qui sert à porter des instruments est **constituée d'un tiroir 450x450x75mm, de deux étagères 450x450mm** et est montée sur quatre roulettes freinées diamètre 76mm. La partie supérieure et les étagères sont **en aluminium épaisseur 2mm** avec revêtement de finition gris.

Dimensions :

Hauteur: 935mm

Largeur: 450mm

Profondeur: 450mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12283-desserte-amagnetique-1-tiroir-2-etageres-compatible-7-tesla.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com