

FICHE PRODUIT

Chariot de stockage amagnétique 4 tiroirs compatible 7 Tesla

Référence : SOC-H905GUE310

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot de stockage amagnétique 4 tiroirs compatible 7 Tesla

Le chariot de stockage amagnétique est construit en **aluminium** et dispose de **4 tiroirs** de grande capacité et d'un plan de travail muni de trois rebords.

La conception de la serrure permet le verrouillage des 4 tiroirs à la fois à l'aide d'une clé unique. Le chariot est équipé de 4 roues avec frein de 100mm de diamètre. Chaque roue reçoit un pare choc de protection de diamètre 140mm.

Ce chariot de stockage amagnétique dispose sur le flanc droit d'un rail porte accessoire médical 25x10 pour fixer un porte-sérum ou une bouteille d'oxygène.

Finition peinture époxy.

Dimensions du chariot:

Largeur totale: 842mm

Profondeur totale: 515mm

Hauteur totale: 1037 mm

Largeur utile: 783mm

Hauteur des tiroirs:

1 Tiroir Hauteur: 75mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

3 Tiroirs Hauteur: 200mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/12285-chariot-de-stockage-amagnetique-4-tiroirs-compatible-7-tesla.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com