

FICHE PRODUIT



Moniteur amagnétique combiné Tesla duo SPO2 et NIBP

Référence : SOC-H905SPO120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du MONITEUR AMAGNÉTIQUE COMBINÉ TESLA DUO SPO2 ET NIBP:

- .Mesure en temps réel de la saturation en oxygène et du pouls
- .Mesure non invasive périodique de la pression artérielle
- .Afficheur tactile clair et lisible offrant une parfaite luminosité
- .Affichage sous forme de valeurs ou d'un graphique
- .Alimentation intégrée à l'appareil
- .Alimentation secteur et batterie intégrée (env.240min)
- .60 minutes de données en sauvegarde
- .Compatible IRM jusqu'à 7T (à 200Gauss)
- .Détecteur sans fil robuste qui assure une grande flexibilité d'utilisation au quotidien
- .Livré avec un set de 3 détecteurs à positionner au bout de l'index : adulte, enfant, nourrisson
- .Livré avec un set de 3 brassards : adulte, enfant, nourrisson
- .Chariot mobile en option

Option: Le moniteur TESLA DUO peut être équipé d'une interface de communication pour les IRM de marque SIEMENS (Gating interface Siemens)

PLAGES DE MESURES :

- .PULSATIONS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Plage: 20BPM-300BPM

Précision: $\pm 1,0\%$

.SpO2

Plage: 1-100%

Précision de 80-100%: $\pm 3\%$

Résolution: 1%

. NIBP

Intervalle de mesures : 1, 2, 5 ou 10 minutes

Pulsations cardiaques : 30-220 BPM

Gamme de pression : 20-260 mm Hg

DONNEES TECHNIQUES :

Poids: 4 kg

Dimensions (LxPxH mm): 304 x 140 x 162

Afficheur: 7" Dalle tactile

Alimentation : 100-240V at 50/60Hz

Autonomie de la batterie : >8h

Type de protection: BF

Classe de protection électrique: I

Champs magnétique maximum: max. 3T (Placé à une distance minimale de 1m)

Dispositif Médical certifié CE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-amagnetique-pour-irm/12289-moniteur-amagnetique-combine-tesla-duo-spo2-et-nibp.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com