

FICHE PRODUIT



Moniteur amagnétique Tesla duo SPO2 Oxymètre de pouls

Référence : SOC-H905SPO100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du MONITEUR AMAGNÉTIQUE COMBINÉ TESLA DUO SPO2 ET NIBP:

- . Mesure en temps réel de la saturation en oxygène et du pouls
- . Afficheur tactile clair et lisible offrant une parfaite luminosité
- . Affichage sous forme de valeurs ou d'un graphique
- . Alimentation intégrée à l'appareil
- . Alimentation secteur et batterie intégrée (env.240min)
- . 60 minutes de données en sauvegarde
- . Compatible IRM jusqu'à 7T (à 200Gauss)
- . Détecteur sans fil robuste qui assure une grande flexibilité d'utilisation au quotidien
- . Livré avec un set de 3 détecteurs à positionner au bout de l'index – adulte, enfant, nourrisson
- . Chariot mobile en option

Option: Le moniteur TESLA DUO peut être équipé d'une interface de communication pour les IRM de marque SIEMENS (Gating interface Siemens)

GAMMES DE MESURES

. PULSATIONS

Plage: 20BPM-300BPM

Précision: $\pm 1,0\%$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

. SpO2

Plage: 1-100%

Précision de 80-100%: $\pm 3\%$

Résolution: 1%

DONNEES TECHNIQUES :

Poids: 4 kg

Dimensions (LxPxH mm): 304 x 140 x 162

Afficheur: 7" Dalle tactile

Alimentation : 100-240V at 50/60Hz

Autonomie de la batterie : >8h

Type de protection: BF

Classe de protection électrique: I

Champs magnétique maximum: max. 3T (Placé à une distance minimale de 1m)

Dispositif Médical certifié CE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-amagnetique-pour-irm/12290-moniteur-amagnetique-tesla-duo-spo2-oxymetre-de-pouls.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com