

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde enfant, Modèle Riester Ri- san

Référence : RIE-1512-129

Description du produit

Tensiomètre anéroïde enfant modèle riester ri-san

Un design ergonomique rigoureux caractérise ri-san, le tensiomètre manopoire de haute qualité. Le réglage de la valve de décompression s'effectue confortablement, par simple pression du doigt. Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

CARACTÉRISTIQUES:

- * Tensiomètre anéroïde enfant modèle riester ri-san: tensiomètre manopoire à cadran, à un tube
- * Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- * Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure non entravée de la tension artérielle.
- * Conçu pour les droitiers et les gauchers
- * Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- * Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure
- * Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable *
- * Le mécanisme de précision garantit la fiabilité des prises de mesures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- * Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- * Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- * Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair
- * Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/1234-tensiometre-aneroide-enfant-modele-riester-ri-san.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com