

FICHE PRODUIT



Stéthoscope amagnetique simple pavillon

Référence : SOC-EIRM1018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du stéthoscope amagnétique

simple pavillon

Matière: Laiton Chromé ;

Conditionnement: Unitaire

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometre-et-stethoscope-amagnetique/12352-stethoscope-amagnetique-simple-pavillon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com