

FICHE PRODUIT



Bouchon d'oreille jetable E-A-R Classic, jaune pour Adultes

Référence : SOC-EPP01002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du Bouchon d'oreille E-A-R Classic:

- **Atténuation:** 28dB ;
- **Type de protection :** 87-98dB(A)
- **Conditionnement :** pillowpack par paire;
- Conditionnement minimum de vente: Lot de 250 paires

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-individuelles/12354-bouchon-d-oreille-jetable-e-a-r-classic-jaune-pour-adultes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com