

FICHE PRODUIT



Balai amagnetique avec manche en fibre de verre

Référence : SOC-H905MEN115

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Balai Amagnetique:

Manche en fibre de verre

Système de nettoyage: Magnet Cleaner

Longueur: 145 cm

Matière: MR SAFE - 100% PLASTIQUE

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelle-amagnetique/12361-balai-amagnetique-avec-manche-en-fibre-de-verre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com