

FICHE PRODUIT

Poubelle amagnétique

Référence : SOC-H905POU870

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques de la Poubelle amagnetique:

Matière: polypropylène

Coloris: blanc

Ouverture du couvercle par pédale

2 Roues Diamètre 100mm

Capacité : 90 Litres**Dimensions** H93cm x L47cm x P51cm

Répond à la norme H.A.C.C.P.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelle-amagnetique/12362-poubelle-amagnetique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com