

FICHE PRODUIT



Support sac à linge/déchets magnétique

Référence : SOC-H905SAL100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du Chariot magnétique pour le ramassage du linge ou des déchets en service IRM

- Ouverture du couvercle par pédale
- Couvercle anti-bruit avec système d'amortissement
- **Dimensions:** 64 x 50 x 99 cm

Pour sacs de 110 à 130 Litres

Poids à vide: 6,5kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelle-amagnetique/12363-support-sac-a-linge-dechets-amagnetique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com