

FICHE PRODUIT

CD-ROM PREMIUM GRADE A MEDICAL SPINDLE DE 100

Référence : SOC-H505CDI

Description du produit

Caractéristiques Techniques :

- Diamètre externe : 120 mm
- Diamètre interne : 15 mm
- Epaisseur : 1,2 mm
- Poids : 16 g
- Capacité de stockage : 700 MB/ 80 min
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 52x
- Surface : polycarbonate
- Couche réfléchissante : argent
- Impression Full Surface
- Couche imprimable : colorant organique blanc
- température d'utilisation : -5°C / + 55 °C
- Taux d'humidité : 5% / 95%
- Durée de vie estimée : 30 ans pour des CD-R stockés dans des conditions optimales. Toute manipulation non adaptée peut endommager le media et entraîner une diminution conséquente de cette durée de vie. La qualité de gravure est également un paramètre important

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dans l'estimation de la durée de vie des données sur un CD-R.

Modèle disponible: Imprimable à jet d'encre et thermique

Conditionnement minimum de vente : Spindle de 100 CD

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cd-dvd-medicaux-et-pochettes/12364-cd-rom-premium-grade-a-medical-spindle-de-100.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
conso_radio_cd_dvd_medical - Imprimable Blanc Jet d'encre	SOC-H505CDI125	
conso_radio_cd_dvd_medical - Imprimable Blanc Thermique	SOC-H505CDI130	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com